

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cadhérine 16 (Cdh16) Pour Wb, If, Ihc, Elisa - O75309

Numéro d'article: CM0027144

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la cadhérine-16 humaine (CDH16, Ksp-cadhérine). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la cadhérine spécifique au rein.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Cadhérine 16 Lapin pAb
Remarques/Alias	CDH16; Cadhérine 16
Espèce	Humain
GenID	1014
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-230 de la cadhérine 16 humaine (NP_004053.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75309
Poids Protéique	90kDa
Expédition	Sac de glace