

Anticorps Monoclonal Anti-Cadhérine 16 Pour Wb, If-P, Elisa - 075309

Numéro d'article: CM0003602

Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cadhérine 16 validé pour WB, IF-P, ELISA. Cible la cadhérine spécifique du rein, protéine d'adhésion cellulaire. Réagit croisé avec Humain, Souris. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin Cadhérine 16
Remarques/Alias	Cadhérine Ksp ; Cadhérine 16
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1014
GenelD	1014
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	075309
Poids Protéique	90kDa
Expédition	Sac de glace