

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cadhérine-17 (LI Cadhérine) Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q12864

Numéro d'article: CM0011713



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Cadhérine-17 humaine (LI-cadhérine), validé pour WB, IHC-P, IF-P, ELISA, et présentant une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient aux études sur l'adhésion cellulaire et l'organisation tissulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | LI Cadhérine/Cadhérine-17, anticorps monoclonal de lapin                                                                                                      |
| Remarques/Synonymes | HPT1 ; CDH16 ; HPT-1 ; LI Cadhérine/Cadhérine-17                                                                                                              |
| Espèce              | Humaine                                                                                                                                                       |
| ID du gène (humain) | 1015                                                                                                                                                          |
| ID du gène          | 1015                                                                                                                                                          |
| Immunogène          | Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la LI Cadhérine/Cadhérine-17 humaine (Q12864) |
| Source              | Lapin                                                                                                                                                         |
| Catégorie           | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                         |
| Application         | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                                        |
| Réactivité croisée  | Homme, souris, rat                                                                                                                                            |
| SWISS               | Q12864                                                                                                                                                        |
| Poids moléculaire   | 92 kDa                                                                                                                                                        |
| Expédition          | Sac réfrigérant                                                                                                                                               |