


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cadm3 Pour Wb Et Elisa - Q8N126

Numéro d'article: CM0026663



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CADM3 humain (NECL1, SynCAM3) validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche en neurosciences sur l'adhésion cellulaire et l'organisation synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CADM3
Remarques/Alias	BlgR; NECL1; TSLL1; CMT2FF; IGSF4B; Necl-1; synCAM3; CADM3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57863
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-330 de CADM3 humain (NP_001120645.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N126
Poids moléculaire protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace