

Anticorps Polyclonal Anti-Cadps Pour Wb, Elisa - Q9Ulu8

Numéro d'article: CM0013407



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CADPS/CAPS-1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines de souris et de rat, idéal pour les études en neurosciences et sur la sécrétion endocrine impliquant l'exocytose des vésicules à cœur dense.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CADPS Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAPS; CAPS1; CADPS1; UNC-31; CADPS
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	8618
ID du gène	8618
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1020-1100 de la CADPS humaine (NP_899630.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9ULU8
Poids moléculaire	153 kDa
Expédition	Sac de glace