

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Calbindine Pour Wb - P05937

Numéro d'article: CM0004722



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-Calbindine à haute spécificité pour les applications WB, IF-P et ELISA. Validé sur échantillons humains, de souris et de rat. Détecte la calbindine endogène à 30 kDa. Idéal pour la recherche sur la signalisation calcique et le diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-Calbindine
Remarques / Alias	CALB; D-28K; Calbindine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	793
GeneID	793
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la Calbindine humaine (P05937).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05937
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace