


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Calbindine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05937

Numéro d'article: CM0016646



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-calbindine validé pour le Western blot (WB), l'IHC-P et l'ELISA. Reconnaît la calbindine humaine, murine et de rat. Généré à partir d'un immunogène recombinant de pleine longueur. Adapté aux recherches sur la signalisation calcique, la vitamine D et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Calbindine, anticorps polyclonal de lapin                                                                                              |
| Remarques/Synonyme   | CALB ; D-28K ; Calbindine                                                                                                              |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                                |
| ID du gène (humain)  | 793                                                                                                                                    |
| ID du gène           | 793                                                                                                                                    |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 261 de la calbindine humaine (NP_004920.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                  |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                  |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Souris, rat                                                                                                                            |
| SWISS                | P05937                                                                                                                                 |
| Poids de la protéine | 30 kDa                                                                                                                                 |
| Expédition           | Sac réfrigérant                                                                                                                        |