


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Calbindine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05937

Numéro d'article: CM0015912



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la calbindine humaine (CALB ; D-28K) pour le Western blot, l'IHC sur paraffine et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat ; détecte une protéine d'environ 30 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Calbindine, pAb de lapin
Remarques/Alias	CALB ; D-28K ; Calbindine
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	793
GeneID	793
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 261 de la calbindine humaine (NP_004920.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P05937
Poids moléculaire	30 kDa
Expédition	Sac de glace