


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Calca Pour Ihc-P, Elisa - P06881

Numéro d'article: CM0020097



Introduction

CALCA Rabbit pAb est un anticorps polyclonal de lapin ciblant le peptide 1 de type peptide lié au gène de la calcitonine humaine (alpha-CGRP), validé pour IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la vasodilatation et les neuropeptides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CALCA Rabbit pAb
Remarques/Alias	CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alpha, CALCA
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	796
ID du gène	796
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-128 de CALCA (NP_001029125.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06881
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace