

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Calcineurine A Pour Wb Et Elisa - Q08209

Numéro d'article: CM0010764



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-calcineurine A validé pour WB et ELISA ; détecte PPP3CA humain, murin et de rat. Essentiel pour la recherche sur la signalisation calcique, la transcription médiée par NFAT et l'activation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-calcineurine A
Remarques/Synonymes	CALN ; CCN1 ; CNA1 ; CALNA ; DEE91 ; IECEE ; PPP2B ; ACCIID ; CALNA1 ; IECEE1 ; Calcineurine A
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5530
ID du gène	5530
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 422 et 521 de la calcineurine A humaine (Q08209).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q08209
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace