

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Calcoco1 Pour Wb Et Elisa - Q9P1Z2

Numéro d'article: CM0027366

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CALCOCO1, un coactivateur transcriptionnel impliqué dans la signalisation Wnt et les voies des récepteurs nucléaires. Validé pour WB et ELISA, il réagit avec l'homme et la souris. Adapté à la recherche sur la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CALCOCO1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Cocoa ; PP13275 ; calphogline ; CALCOCO1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57658
GeneID	57658
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9P1Z2
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace