

Anticorps Polyclonal Anti-Calcr Pour Wb, Elisa - P30988

Numéro d'article: CM0013032



Introduction

CALCR Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour la WB et l'ELISA, ciblant le récepteur humain de la calcitonine (55 kDa). Idéal pour les recherches sur la signalisation des RCPG, l'homéostasie du calcium et le métabolisme osseux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CALCR Rabbit pAb
Remarques/Alias	CRT ; CTR ; CT-R ; CTR1 ; CALCR
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	799
ID du gène	799
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25 à 148 du CALCR humain (NP_001733.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P30988
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace