

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cald1 Pour Wb Et Elisa - Q05682

Numéro d'article: CM0030963

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-CALD1 pour les applications WB et ELISA. Reconnaît la caldesmon humaine, une protéine liant l'actine et la myosine régulant la contraction du muscle lisse et la motilité des cellules non musculaires. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CALD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CDM, HCAD, LCAD, h-CD, H-CAD, L-CAD, NAG22, CALD1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	800
ID de gène	800
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de CALD1 humaine (NP_004333.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q05682
Poids de la protéine	93kDa
Expédition	Sac de glace