

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Caldesmon/Cdm Pour Ihc-P, Elisa - Q05682

Numéro d'article: CM0012650

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la Caldesmon/CDM, validé pour l'IHC-P et l'ELISA. Détecte la Caldesmon humaine, une protéine se liant à l'actine et régulant la contractilité des cellules musculaires lisses et non musculaires, ainsi que la mitose et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Caldesmon/CDM
Remarques/alias	CDM ; HCAD ; LCAD ; h-CD ; H-CAD ; L-CAD ; NAG22
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	800
GeneID	800
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 208-436 de la Caldesmon/CDM humaine (NP_149129.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q05682
Poids moléculaire	120-150 kDa
Expédition	Sac de glace