


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Calm1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8lu99

Numéro d'article: CM0025147



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CALHM1 humain (FAM26C), validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Convient pour l'étude de la perception du goût, de l'homéostasie calcique et de la signalisation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CALHM1
Remarques/Alias	FAM26C ; CALHM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	255022
GeneID	255022
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8IU99
Poids moléculaire protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace