


Anticorps Polyclonal Anti-Calm2 Pour Wb Et Elisa - P0Dp24

Numéro d'article: CM0028309



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la calmoduline-2 CALM2 humaine, validé pour le WB et l'ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Essentiel pour les études de signalisation calcique, la biologie du centrosome et la recherche cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CALM2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	caM; CALM; CAM1; CAM3; CAMC; PHKD; CAMII; LQT15; PHKD2; CALML2; CAMIII; CALM2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	805
GeneID	805
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 149 de la CALM2 humaine (NP_001734.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P0DP24
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace