

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Calm3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62158

Numéro d'article: CM0012903

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CALM3 humain (calmoduline 3), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Protéine de 16 kDa. Idéal pour les applications diagnostiques et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CALM3
Remarques/alias	CaM ; CALM ; CAM1 ; CAM2 ; CAMB ; PHKD ; CPVT6 ; LQT16 ; PHKD3 ; CaMIII ; HEL-S-72 ; CALM3
Espèce	Homme
GeneID (humain)	808
GeneID	808
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40 à 140 de CALM3 humain (NP_005175.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P62158
Poids moléculaire de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac réfrigérant