

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Calmégine (Clgn) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O14967

Numéro d'article: CM0002108

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité dirigé contre la Calmégine humaine (CLGN), adapté pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de biologie reproductive sur la spermatogenèse et la fertilité masculine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-Calmégine lapin
Remarques / Alias	CLGN; Calmégine
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1047
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-350 de la Calmégine humaine (O14967)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14967
Poids de la protéine	70kDa
Expédition	Sachet réfrigérant