

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Calmoduline 1/2/3 Pour Wb, If-P, Elisa - P0Dp23 / P0Dp24 / P0Dp25

Numéro d'article: CM0012234



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la Calmoduline 1/2/3, validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation calcique et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Calmoduline 1/2/3 mAc Lapin
Remarques/Alias	CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; Calmoduline 1/2/3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	801/805/808
ID de Gène	801/805/808
Immunogène	Peptide Synthétique. Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 70-149 de la Calmoduline humaine (NP_008819.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
Poids Protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace