

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Calmoduline (Calm3) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62158

Numéro d'article: CM0015505

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la calmoduline humaine (CALM3), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec la souris. Idéal pour les études sur la signalisation calcique et la régulation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CALM3
Remarques/Alias	CaM; CALM; CAM1; CAM2; CAMB; PHKD; CPVT6; LQT16; PHKD3; CaMIII; HEL-S-72; CALM3
Espèce	Homme
GenelD (humain)	808
GenelD	808
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 149 de CALM3 humaine (NP_001734.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	P62158
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace