

Anticorps Monoclonal Anti-Calnexine Pour Wb, Elisa - P27824

Numéro d'article: CM0010513

Introduction

Calnexine mAb de lapin pour Western blot et ELISA. Réagit avec des échantillons humains. Cible la calnexine de 68 kDa, une chaperonne clé du réticulum endoplasmique impliquée dans le contrôle qualité des glycoprotéines et le repliement des protéines. Pour la recherche en biologie cellulaire et moléculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Calnexine mAb de lapin
Remarques / Alias	CNX ; P90 ; IP90 ; Calnexine
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	821
Identifiant du gène	821
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 493 et 592 de la calnexine humaine (P27824).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P27824
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace