

Anticorps Polyclonal Anti-Calnexine Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P27824

Numéro d'article: CM0018069

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Calnexine humaine (CNX, IP90, P90), un chaperon du RE. Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte la Calnexine dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le repliement et le contrôle qualité des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Calnexine Lapin pAb
Remarques/Alias	CNX ; P90 ; IP90 ; Calnexine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	821
GeneID	821
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 500-592 de la Calnexine humaine (NP_001737.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27824
Poids moléculaire de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace