

Anticorps Polyclonal Anti-Calpain 1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07384

Numéro d'article: CM0018254



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la calpaïne-1 humaine (CAPN1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Convient aux études sur le remodelage du cytosquelette et la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Calpain 1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CANP; muCL; CANP1; SPG76; CANPL1; muCANP; Calpain 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	823
GeneID	823
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 355-530 de la Calpain 1 humaine (NP_005177.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07384
Poids moléculaire	82kDa
Expédition	Sac de glace