

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Calpaïne 1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P07384

Numéro d'article: CM0012767



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Calpaïne 1 humaine (muCANP), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études d'apoptose et de remodelage du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Calpaïne 1
Remarques/Alias	CANP ; muCL ; CANP1 ; SPG76 ; CANPL1 ; muCANP ; Calpaïne 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	823
GeneID	823
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 100-200 de la Calpaïne 1 humaine (P07384).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07384
Poids moléculaire de la protéine	82 kDa
Expédition	Sac de glace