


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Calpain 1 Pour Wb, Elisa - P07384

Numéro d'article: CM0021313



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le Calpain 1 humain (muCANP/CANP1). Validé pour WB et ELISA, avec un poids protéique de 82 kDa. Idéal pour l'étude du protéolyse régulé par le calcium et des voies de neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Calpain 1 Lapin pAc
Remarques/Alias	CANP; muCL; CANP1; SPG76; CANPL1; muCANP; Calpain 1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	823
ID de gène	823
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-330 du Calpain 1 humain (NP_005177.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07384
Poids de la protéine	82 kDa
Expédition	Sac de glace