

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Calpaïne 2 Pour Wb, Elisa - P17655

Numéro d'article: CM0010151



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la sous-unité catalytique de la Calpaïne-2 humaine (CANP2, mCANP). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le remodelage du cytosquelette et la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Calpaïne 2 AcM Lapin
Remarques/Alias	CANP2, mCANP, CANPL2, CANPml, Calpaïne 2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	824
Identifiant du gène	824
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 600-700 de la Calpaïne-2 humaine (P17655)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17655
Poids moléculaire de la protéine	80 kDa
Expédition	Sac de glace