


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Calpaïne 2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17655

Numéro d'article: CM0027539



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la calpaïne 2 humaine. Adapté pour WB, IHC-P et ELISA ; réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la protéolyse médiée par la calpaïne et de la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Calpaïne 2
Remarques/Alias	CANP2 ; mCANP ; CANPL2 ; CANPml ; Calpaïne 2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	824
GeneID	824
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 520-700 de la calpaïne 2 humaine (NP_001739.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17655
Poids protéique	80 kDa
Expédition	Sac de glace