


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Calpaïne Petite Sous-Unité 1 (Capns1) Pour Wb, Elisa - P04632

Numéro d'article: CM0011221



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la calpaïne petite sous-unité 1 humaine (CAPNS1, CAPN4). Convient pour le Western blot et l'ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur la protéolyse régulée par le calcium et la dynamique du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Calpaïne petite sous-unité 1 AcM de lapin
Remarques/Alias	CANP ; CDP5 ; CSS1 ; CANPS ; CAPN4 ; CALPAIN4 ; Calpaïne petite sous-unité 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	826
GeneID	826
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la calpaïne petite sous-unité 1 humaine (P04632)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04632
Poids protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace