


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Calponine 1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P51911

Numéro d'article: CM0005579



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Calponine 1 humaine (CNN1, SMCC). Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la contraction du muscle lisse et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin Calponine 1
Remarques/Alias	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1264
Immunogène	Peptide synthétique (aa 198-297 de la Calponine 1 humaine, NP_001290.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51911
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace