


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Calponine 1 Pour Wb, Ihc, If, Elisa - P51911

Numéro d'article: CM0010147



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la calponine 1 humaine (CNN1, SMCC). Validé pour WB, IHC-P, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de contraction des muscles lisses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Calponine mAb de lapin
Remarques/Alias	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14; Calponine
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	1264
Identifiant du gène	1264
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 198 et 297 de la calponine humaine (P51911).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51911
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace