


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Calponin-1 Pour Wb, Elisa - P51911

Numéro d'article: CM0018808



Introduction

Anticorps polyclonal dérivé du lapin ciblant la Calponin-1, élevé contre une protéine de fusion recombinante. Idéal pour les applications Western blot et ELISA dans la recherche sur le muscle lisse. Réagit avec l'humain, la souris, le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Calponin Lapin pAb
Remarques/Alias	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14; Calponin
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1264
ID de Gène	1264
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-297 de la Calponine humaine (NP_001290.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51911
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace