


Anticorps Monoclonal Anti-Calréticuline [Validé Par Ko] Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27797

Numéro d'article: CM0008871



Introduction

Anticorps monoclonal de souris anti-calréticuline, validé par KO, pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible CALR, une chaperonne du RE de 47 kDa impliquée dans le repliement des protéines et l'homéostasie du calcium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Calréticuline de souris mAb [Validé par KO]
Remarques/Alias	RO ; CRT ; SSA ; cC1qR ; HEL-S-99n ; Calréticuline
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	811
GeneID	811
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18 à 203 de la calréticuline humaine (NP_004334.1)
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P27797
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace