


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Calréticuline (Validé Ko) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P27797

Numéro d'article: CM0002119



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KO ciblant la Calréticuline humaine (CRT/ERp60). Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Confirmé pour WB, IHC-P et ELISA. Chaperon du RE et protéine liant le calcium impliquée dans le repliement des glycoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] AcM de lapin anti-Calréticuline
Remarques/Alias	RO ; CRT ; SSA ; cC1qR ; HEL-S-99n ; [Validé KD] Calréticuline
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	811
ID du gène	811
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-203 de la Calréticuline humaine (NP_004334.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27797
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace