


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Calréticuline Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27797

Numéro d'article: CM0017778



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-calréticuline validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la calréticuline humaine, murine et de rat. Idéal pour l'étude de la fonction des chaperonnes du RE, de l'homéostasie calcique et du repliement des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-calréticuline
Remarques/alias	RO ; CRT ; SSA ; cC1qR ; HEL-S-99n ; Calréticuline
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	811
GenelD	811
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-203 de la calréticuline humaine (NP_004334.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P27797
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Poche de glace