

Anticorps Polyclonal Anti-Calrétinine Pour Wb, Ihc, If, Elisa - P22676

Numéro d'article: CM0029459

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la calrétinine validé pour WB, IHC, IF, ELISA. Détecte une protéine de 32 kDa chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'homéostasie calcique et la plasticité neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Calretinin Rabbit pAb
Remarques / Alias	CR ; CAL2 ; CAB29 ; Calrétinine
Espèce	Humain
Identifiant de gène (humain)	794
Identifiant de gène	794
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 271 de la calrétinine humaine (NP_001731.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22676
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace