

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Calrétinine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22676

Numéro d'article: CM0004135

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la calrétinine (CALB2), une protéine liant le calcium de 32 kDa. Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit de façon croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neuroscience et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-calrétinine
Remarques / Alias	CR ; CAL2 ; CAB29 ; Calrétinine
Espèce	Humain
GeneID (humain)	794
GeneID	794
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-271 de la calrétinine humaine (NP_001731.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22676
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sachet de glace