

Anticorps Monoclonal Anti-Calsequestrine 1 Pour Wb, If-P, Elisa - P31415

Numéro d'article: CM0002789

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Calsequestrine 1 humaine (CASQ1), adapté pour le WB, l'IF-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le stockage du calcium et la contraction musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin Calsequestrine 1
Remarques/Alias	CASQ ; CSQ1 ; PDIB1 ; VMCQA ; Calsequestrine 1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	844
Identifiant du gène	844
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de la Calsequestrine 1 humaine (NP_001222.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P31415
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace