

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Calu Pour If/Icc, Elisa - O43852

Numéro d'article: CM0016544

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Calumenin (CALU) pour IF/ICC et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Idéal pour l'étude de la carboxylation dépendante de la vitamine K et de la liaison du calcium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CALU Lapin pAb
Remarques/Alias	CALU; calumenin
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	813
GenelD	813
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-315 de CALU humaine (NP_001210.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O43852
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace