

Anticorps Monoclonal Anti-Caluménine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43852

Numéro d'article: CM0009027

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la Caluménine humaine (CALU), validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de carboxylation dépendante de la vitamine K et de liaison du calcium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Caluménine
Remarques/Alias	CALU ; caluménine ; Caluménine
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	813
Identifiant du gène	813
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de la Caluménine humaine (O43852).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43852
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace