


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Camk1D Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8lu85

Numéro d'article: CM0030608



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin CAMK1D de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'Humain, la Souris, le Rat. Poids moléculaire attendu 43 kDa. Idéal pour la recherche sur la signalisation calcique, la fonction kinase et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin CAMK1D
Remarques/Alias	CKLiK ; CaM-K1 ; CaMKiD ; CAMK1D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57118
GeneID	57118
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de CAMK1D humain (NP_705718.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IU85
Poids Protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace