


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Camk1D Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8lu85

Numéro d'article: CM0013977



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CAMK1D humaine, validé en WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des kinases Ca^{2+} /CaM et la fonction des neutrophiles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CAMK1D
Remarques/Alias	CKLiK ; CaM-K1 ; CaMKiD ; CAMK1D
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	57118
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de la CAMK1D humaine (NP_705718.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IU85
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace