

Anticorps Polyclonal Anti-Camk1G Pour Wb, Elisa - Q96Nx5

Numéro d'article: CM0025173



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine CAMK1G (CaM kinase I gamma), validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la signalisation dépendante du calcium/calmoduline et de la phosphorylation de CREB1 dans les tissus neuronaux et périphériques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAMK1G Rabbit pAb
Remarques/Alias	VWS1; CLICK3; CLICKIII; dj272L16.1; CAMK1G
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	57172
ID de gène	57172
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 217-476 de la CAMK1G humaine (NP_065172.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96NX5
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace