


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Camk2 Delta/Camk2 Gamma Pour Wb, Ip, Elisa - Q13557 / Q13555

Numéro d'article: CM0003270



### Introduction

CamelBio propose un anticorps monoclonal de lapin anti-CaMK2 delta/CAMK2 gamma, validé pour le WB, l'IP et l'ELISA. Il présente une réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. L'anticorps cible une kinase cruciale pour l'homéostasie du  $\text{Ca}^{2+}$  cardiaque et le couplage excitation-contraction.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb de lapin anti-CaMK2 delta/CAMK2 gamma                                                                                                 |
| Remarques/Alias      | CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CaMK2 delta/CAMK2 gamma                                                                            |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                    |
| GeneID (Humain)      | 817/818                                                                                                                                   |
| GeneID               | 817/818                                                                                                                                   |
| Immunogène           | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 de la CaMK2 delta/CAMK2 gamma humaine (Q13554) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                     |
| Application          | WB, IP, ELISA                                                                                                                             |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                       |
| SWISS                | Q13557/Q13555                                                                                                                             |
| Poids de la protéine | 73 kDa                                                                                                                                    |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                              |