


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Camk2A Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Uqm7

Numéro d'article: CM0006816



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CAMK2A humain (CaMKII alpha, 54kDa) pour Western blot, IF-paraffine, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la plasticité synaptique, de la signalisation calcique et de l'activité kinase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CAMK2A mAb Lapin
Remarques/Alias	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAMK2A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	815
Immunogène	Peptide synthétique situé dans les acides aminés 201-300 du CAMK2A humain (NP_741960.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UQM7
Poids Protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace