


Anticorps Polyclonal Anti-Camk2G Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13555

Numéro d'article: CM0023249



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-CAMK2G validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec le CAMK2G humain, murin, rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur le muscle squelettique impliquant la signalisation calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAMK2G Lapin pAb
Remarques/Alias	CAMK ; CAMKG ; MRD59 ; CAMK-II ; CAMK2G
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	818
GeneID	818
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-410 du CAMK2G humain (NP_751909.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13555
Poids moléculaire protéique	63 kDa
Expédition	Sac de glace