

Anticorps Polyclonal Anti-Camk4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16566

Numéro d'article: CM0029331



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CAMK4 humain (CaMKIV), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Convient pour la recherche en neurosciences, immunologie et signalisation calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du Produit	CAMK4 Lapin pAb
Remarques/Alias	caMK; CaMKIV; CaMK IV; CaMK-GR; CAMK4
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	814
ID de Gène	814
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 304-473 du CAMK4 humain (NP_001735.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16566
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace