

Anticorps Polyclonal Anti-Camki Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14012

Numéro d'article: CM0026803



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CaMKI humaine, adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Reconnaît une protéine de 41 kDa. Idéal pour étudier la signalisation calcique, la différenciation neuronale et la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin CaMKI
Remarques/Alias	CAMKI ; CaMKI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8536
GeneID	8536
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 271-370 de la CaMKI humaine (NP_003647.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14012
Poids protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace