


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Camki Pour Wb Et Elisa - Q14012

Numéro d'article: CM0004890



Introduction

mAb Lapin CaMKI validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée vis-à-vis de l'humain, de la souris et du rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation calcium/calmoduline, le développement neuronal et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb Lapin CaMKI
Remarques/Alias	CAMKI; CaMKI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8536
GeneID	8536
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de CaMKI humain (NP_003647.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14012
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace