


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Camkii Delta (Camkd) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13557

Numéro d'article: CM0004372



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la CaMKII delta (CAMKD) pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réaction croisée avec l'humain et la souris. Adapté pour l'étude de la signalisation calcique cardiaque et de l'insuffisance cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CaMKII delta Rabbit mAb
Remarques / Alias	CAMKD ; CaMKII delta
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	817
GeneID	817
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la CaMKII delta humaine (Q13557)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13557
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace