


Anticorps Polyclonal Anti-Camkii Delta Pour Wb, Elisa - Q13557

Numéro d'article: CM0015392



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CaMKII delta humaine (CAMKD) pour les applications de WB et d'ELISA. Réagit également avec la protéine de souris. Utile pour l'étude de la signalisation calcique dans les muscles cardiaque et squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CaMKII delta pAb de lapin
Remarques/alias	CAMKD ; CaMKII delta
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	817
GeneID	817
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 260 de la CaMKII delta humaine (NP_742125.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q13557
Poids moléculaire	56 kDa
Expédition	Sac de glace